


Nal von Minden dedicio® COVID-19 Ag plus Test «Probenname mittels kurzem Nasenabstrich»

Gering-invasiver Schnelltest zum qualitativen Nachweis von viralen SARS-CoV-2 Nukleoproteinen in humanen nasalen, nasopharyngealen oder oropharyngealen Proben.



Bestandteile

- Abstrichtupfer
- Extraktionsröhrchen inkl. Tropfaufsätze
- Coronavirus-Antigen-Testkassette
- Pufferampullen

Technische Daten

- Spezifität 99.99%
- Sensitivität 97.09%

Packungsgrößen

1 Test pro Packung oder 20 Tests pro Packung

Verwendungszweck

Der dedicio® COVID-19 Ag plus Test ist ein chromatographischer Immunoassay im Lateral-Flow-Format zum qualitativen Nachweis von viralen SARS-CoV-2-Nukleoproteinen in humanen nasalen, nasopharyngealen oder oropharyngealen Proben. Der Test ist als Hilfsmittel bei der Diagnose von Infektionen mit SARS-CoV-2 vorgesehen. Es ist zu beachten, dass die Konzentration der viralen Nukleoprotein-Antigene im Verlauf der Erkrankung schwankt und unter der Nachweisgrenze des Tests fallen kann. Eine mögliche Infektiosität der Testperson kann aufgrund negativer Testergebnisse nicht ausgeschlossen werden.

Vorteile

- Kann mit nasalen (kurzer Nasenabstrich), nasopharyngealen oder oropharyngealen Proben durchgeführt werden
- Leicht zu bedienen
- Schnelles Ergebnis in nur 15 Minuten
- Alle Testkomponenten sind enthalten
- Keine Kreuzreaktivität mit humanpathogenen Coronaviren bzw. Influenza-Viren

Haltbarkeit und Lagerung

Der Test ist für 12 Monate haltbar, wenn alle Komponenten in dem versiegelten Beutel bleiben und der Test vor Licht geschützt bei Raumtemperatur aufbewahrt wird. Nach Öffnen der Packung sollte der Test binnen einer Stunde durchgeführt werden.

Hersteller

Nal von Minden GmbH, DE

Bestellinformation

Bestell-Nr	Pharmacode	Bezeichnung	Packungsgrösse
997701	7795440	Nal von Minden dedicio® COVID-19 Ag plus Test	1er Packung
997702	7795441	Nal von Minden dedicio® COVID-19 Ag plus Test	20er Packung

Nähere Informationen und Anfragen

VostraMed AG
Baarerstattstrasse 6, CH-6340 Baar
+41 41 552 25 10
info@vostramed.ch
www.vostramed.ch