

JoysBio SARS CoV-2 Antigen Schnelltest (Colloidal Gold) «kurze-Nase-Test»

Nur 2.5cm Eindringen in die Nase nötig- Einfache Handhabung.

Der JoyBio SARS CoV-2 Antigen Schnelltest (Colloidal Gold) eignet sich zum qualitativen Nachweis neuartiger Coronaviren vom vorderen nasopharyngealen Bereich «kurze Nase».



Bestandteile

- Coronavirus-Antigen-Testkassette
- Abstrichstäbchen
- Pufferlösung
- Pufferlösungsröhrchen

Packungsgrößen

1 Test pro Packung oder 20 Tests pro Packung

Verwendungszweck

Der JoyBio COVID-19 Antigen-Schnelltest (Latex) eignet sich zum qualitativen Nachweis neuartiger Coronaviren vom vorderen nasopharyngealen Bereich.

Technische Daten

- Spezifität 97,32%
- Sensitivität 98,72%

Haltbarkeit und Lagerung

Der Test ist für 24 Monate haltbar, wenn alle Komponenten in dem versiegelten Beutel bleiben und der Test vor Licht geschützt bei 2°C bis 30°C aufbewahrt wird. Nach Öffnen der Packung sollte der Test binnen einer Stunde durchgeführt werden.

Vorteile

- Kurzer Nasenabstich
- Leicht zu bedienen
- Schnelles Ergebnis in 15 Minuten
- Alle Testkomponenten sind enthalten
- Ergebnisse zeigen keine Kreuzreaktivität

Hersteller

JoysBio (Tianjin) Biotechnology Co., Ltd., China

EC Rep

Lotus NL B.V., Niederlande

Bestellinformation

Bestell-Nr	Pharmacode	Bezeichnung	Packungsgrösse
995501	7794726	JoysBio SARS CoV-2 Antigen Schnelltest (Colloidal Gold)	1er Packung
995502	7794727	JoysBio SARS CoV-2 Antigen Schnelltest (Colloidal Gold)	20er Packung

Nähere Informationen und Anfragen

VostraMed AG

Baarermattstrasse 6, CH-6340 Baar

+41 41 552 25 10

info@vostramed.ch

www.vostramed.ch